



Bioreaktorer/Fermentorer

	ambr 15 cell culture	ambr 15 fermentation	ambr 250 modular	ambr 250 high throughput	Biostat A	Biostat B	Biostat Cplus	Biostat D-DCU	Biostat Cultibag RMII	Biostat STR
Mikrobielle fermenteringer	Nej	Ja (E. coli)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mammale fermenteringer	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Arbejdsvolumen (minimum)	15 ml (10 ml)	15 ml (10 ml)	250 ml (100 ml)	250 ml (100 ml)	1L (0,4L)	1L (0,4L)	5L (1,6L)	30L (6,5L)	1L (0,1-0,5L)	50L (12,5L)
					2L (0,6L)	2L (0,6L)	10L (3,5L)	50L (13L)	2L (0,2-1,0L)	200L (50L)
					5L (0,6L)	5L (0,6L)	15L (5,0L)	100L (24L)	10L (1-5L)	500L (125L)
						10L (1,5L)	20L (5,5L)	200L (41L)	20L (2-10L)	1000L (250L)
							30L (6,0L)		50L (5-25L)	2000L (500L)
									100L (10-50L)	
									200L (20-100L)	
Maks. antal beholdere	24 eller 48	24	12 eller 24	2-8	1	2	1	2	2	2
Twin-option	N/A	N/A	N/A	N/A	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja
Single use	Ja	Ja	Ja	Ja	Muligt	Muligt	Nej	Nej	Ja	Ja