



## Bioreaktorer/Fermentorer

|                             | ambr 15<br>cell culture | ambr 250<br>modular | ambr 250<br>high throughput | Biostat A    | Biostat B     | Biostat Cplus | Biostat D-DCU | Biostat<br>Cultibag RMII | Biostat STR     |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| Mikrobielle fermenteringer  | Nej                     | Ja                  | Ja                          | Ja           | Ja            | Ja            | Ja            | Ja                       | Ja              |
| Mammale fermenteringer      | Ja                      | Ja                  | Ja                          | Ja           | Ja            | Ja            | Ja            | Ja                       | Ja              |
| Arbejdsvolumen<br>(minimum) | 15 ml<br>(10 ml)        | 250 ml<br>(100 ml)  | 250 ml<br>(100 ml)          | 1L<br>(0,4L) | 1L<br>(0,4L)  | 5L<br>(1,6L)  | 30L<br>(6,5L) | 1L<br>(0,1-0,5L)         | 50L<br>(12,5L)  |
|                             |                         |                     |                             | 2L<br>(0,6L) | 2L<br>(0,6L)  | 10L<br>(3,5L) | 50L<br>(13L)  | 2L<br>(0,2-1,0L)         | 200L<br>(50L)   |
|                             |                         |                     |                             | 5L<br>(0,6L) | 5L<br>(0,6L)  | 15L<br>(5,0L) | 100L<br>(24L) | 10L<br>(1-5L)            | 500L<br>(125L)  |
|                             |                         |                     |                             |              | 10L<br>(1,5L) | 20L<br>(5,5L) | 200L<br>(41L) | 20L<br>(2-10L)           | 1000L<br>(250L) |
|                             |                         |                     |                             |              |               | 30L<br>(6,0L) |               | 50L<br>(5-25L)           | 2000L<br>(500L) |
|                             |                         |                     |                             |              |               |               |               | 100L<br>(10-50L)         |                 |
|                             |                         |                     |                             |              |               |               |               | 200L<br>(20-100L)        |                 |
| Maks. antal beholdere       | 24 eller 48             | 12 eller 24         | 2-8                         | 1            | 2             | 1             | 2             | 2                        | 2               |
| Twin-option                 | N/A                     | N/A                 | N/A                         | Nej          | Ja            | Nej           | Ja            | Ja                       | Ja              |
| Single use                  | Ja                      | Ja                  | Ja                          | Muligt       | Muligt        | Nej           | Nej           | Ja                       | Ja              |